

智能高效合二為一

雙槽進樣系統，一體化解決方案

功能強大的 **Epredia SlideMate Pro 熱轉印玻片刻印機**，其靈活及智能化的配置選項，可滿足您的玻片打印需求。

避免為打印多種類型玻片而頻繁加載及卸載玻片的繁瑣操作。SlideMate Pro 玻片刻印機配備雙槽進樣系統，按客戶需求智能化選擇玻片。可在兩個上載槽中分別加載防脫玻片與非防脫玻片，配上內置先進打印機程式自動識別玻片類型，並選擇相應上載槽作打印。

需要打印特殊類型的玻片？可直接投入玻片，無需卸下承載槽。

需要更大的打印通量？將相同類型玻片同時加載到兩個上樣槽中，實現快速、高通量打印。

軟件設置簡單。全新 SlideMate Pro 軟體利用 Windows® 的驅動程式，可輕鬆連接電腦及實驗室信息系統。SlideMate Pro 提供檢體追蹤解決方案，可記錄並追蹤用戶登錄信息、玻片打印時間與日期，以及唯一打印編號。

如需更多資訊，請聯絡您當地的 Epredia 客戶經理或瀏覽 epredia.com



SlideMate Pro 玻片刻印機

- 高性能：雙玻片承載槽，按客戶需求智能化選擇玻片
- 高通量：4-5 秒/玻片
- 輕鬆連接 LIS：利用 Windows 驅動程式輕鬆與實驗室信息系統連接

訂購資訊

SlideMate Pro 玻片刻印機	A83900015
備用玻片承載槽	A83910011
熱轉印色帶	A83910001
打印頭清潔套件	A83910008

產品規格

尺寸 (長x闊x高)	330 x 163 x 406 毫米 13 x 6.4 x 16 英寸
電源要求	通用 100-240 VAC 50-60 Hz，最大 1.2 安培
玻片類型	25 x 75 x 1 毫米，1 x 3 英寸
列印速度	4-5 秒/玻片
介質類型	熱轉印色帶
介質容量	1 卷，約 12,000 張玻片/卷
介質顏色/解析度	黑色 / 300 dpi
連接介面	乙太網路、USB-A (2)、USB-B (1)