



# Sauberer Druck Klare Ergebnisse

## SlideMate Objektträger und SlideMate Plus Adhesion Objektträger von Epredia

Erzielen Sie gestochen scharfe, saubere Drucke mit den SlideMate™ Objektträgern von Epredia, die speziell für den SlideMate AS Objektträgerdrucker entwickelt wurden\*. SlideMate Objektträger können in Kombination mit dem SlideMate AS Objektträgerdrucker Beschriftungsfehler vermeiden helfen, wie sie bei handgeschriebenen Beschriftungen auftreten.




## SlideMate Objektträger

- Glattes, weißes 19 mm-Beschriftungsfeld, für die Nutzung mit dem SlideMate AS Objektträgerdrucker validiert
- Das Beschriftungsfeld ist unempfindlich gegenüber praktisch allen üblichen Laborchemikalien und Reagenzien
- In adhäsiven und nicht-adhäsiven Ausführungen erhältlich. Die SlideMate Plus Adhäsions-Objektträger verfügen über eine haftende Beschichtung für routinemäßige klinische Anwendungen
- Unsere Objektträger bestehen aus extra weißem Glas, das an unserem Fertigungsstandort in der Schweiz nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt wird. Die durch unseren einzigartigen Fertigungsprozess erreichte Klarheit stellt maximale Transparenz sicher, um präzise Diagnosen zu ermöglichen
- Die Objektträger sind vorgereinigt, dünn, eben und verfügen über feingeschliffene Ränder – jede Packung ist zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe in Folie verpackt
- Alle SlideMate Objektträger werden in den USA aus Schweizer Glas gefertigt

\* SlideMate Objektträger wurden für die Verwendung mit dem SlideMate AS validiert. Für die Verwendung mit anderen Thermotransfer-Drucksystemen ist eine kundenseitige Validierung erforderlich.

\*\* Hinweis: Die Temperatureinstellung von SlideMate AS Druckern muss bei Verwendung mit SlideMate Objektträgern im Vergleich zur Temperatureinstellung bei Verwendung des SlideMate AS Druckers mit Superfrost Objektträgern möglicherweise herabgesetzt werden. Jeder SlideMate AS Drucker sollte individuell optimiert werden.



Die Objektträger sind mit einer speziellen Innenhülle verpackt, um das Laden in den SlideMate AS Hopper zu erleichtern und Kontamination durch die Berührungen vorzubeugen.

### SlideMate Objektträger

- Weißes Beschriftungsfeld, 25 x 75 x 1 mm, geschliffene 90°-Ränder TT-40418217-W
- 72 Objektträger/Packung, 20 Packungen/Karton

### SlideMate Plus Adhäsions-Objektträger

- Weißes Beschriftungsfeld, 25 x 75 x 1 mm, geschliffene 90°-Ränder TT-40418218-PS-W
- 72 Objektträger/Packung, 20 Packungen/Karton

### SlideMate AS Thermotransfer-Objektträgerdrucker

Der SlideMate AS Drucker wurde mit vollständig integriertem Touchscreen und einfach zu bedienender Software entwickelt, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Der eingebaute Barcode-Scanner liest die Kassetteninformationen und importiert die Kennzeichnungsdaten, die direkt auf den SlideMate Objektträger gedruckt werden.



SlideMate AS Basic Printer	A83900001
SlideMate AS Basic Printing System	A83900002
SlideMate AS On-Demand Printer	A83900004
SlideMate AS On-Demand Printing System	A83900005

New Erie Scientific LLC  
(Asien-Pazifik, Lateinamerika)  
20 Post Road  
Portsmouth, NH 03801  
USA  
Tel.: +1 (800) 258-0834 | +1 603 431 8410

Epredia (Europa)  
Essendonk 30 | 4824 DA Breda  
NIEDERLANDE  
Deutschland: sales.de@epredia.com  
Benelux: sales.bn@epredia.com  
Großbritannien: sales.uk@epredia.com

Erfahren Sie mehr auf [epredia.com](https://www.epredia.com)

© 2020 Epredia Group. Alle Rechte vorbehalten. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Marken Eigentum von Epredia bzw. seiner Tochterunternehmen. Diese Produkte sind nicht in allen Regionen erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Epredia Kundenbetreuer vor Ort. **M20135\_DE 102020**

**epredia** Enhancing precision  
cancer diagnostics

POWERED BY SHANDON MICRON MENZL-GLASER