



# Nitidezza nella stampa Chiarezza nei risultati


## Vetrini SlideMate e vetrini adesivi SlideMate Plus da Epredia

Stampa pulita e nitida con i vetrini da microscopio SlideMate™ da Epredia, progettati per la stampante per vetrini SlideMate AS\*. Utilizzati con la stampante per vetrini SlideMate AS, i vetrini SlideMate possono contribuire a ridurre i frequenti problemi di identificazione dovuti alle etichette scritte a mano.



## Vetrini per microscopio SlideMate

- Banda bianca da 19 mm, liscia, approvata per l'uso con la stampante per vetrini SlideMate AS
- La banda è impermeabile a praticamente tutti i prodotti e reagenti chimici da laboratorio
- Disponibili in formula adesiva o non adesiva. I vetrini adesivi SlideMate Plus sono dotati di un rivestimento adesivo per applicazioni cliniche di routine
- I nostri vetrini per microscopio vengono realizzati con vetro extrachiaro prodotto nel nostro centro di produzione in Svizzera secondo standard di qualità elevati. La chiarezza raggiunta col nostro processo di produzione contribuisce a garantire livelli di trasparenza che favoriscono diagnosi accurate
- I vetrini sono sottili, piatti, presentano bordi finemente molati e vengono sottoposti a pulizia preliminare: ogni confezione è avvolta da un involucro che la protegge dall'umidità
- Tutti i vetrini SlideMate vengono prodotti negli Stati Uniti da vetro svizzero



I vetrini sono confezionati con uno speciale involucro interno che ne agevola il caricamento nel raccogliatore della SlideMate AS ed evita contaminazioni dovute alla manipolazione.

### Vetrino per microscopio SlideMate

- Banda bianca, 25 x 75 x 1 mm, bordi molati, angoli di 90° TT-40418217-W
- 72 vetrini/confez., 20 confez./scatola

### Vetrino per microscopio SlideMate Plus adesivo

- Banda bianca, 25 x 75 x 1 mm, bordi molati, angoli di 90° TT-40418218-PS-W
- 72 vetrini/confez., 20 confez./scatola

### Stampante per vetrini a trasferimento termico SlideMate AS

La stampante SlideMate AS è progettata per snellire il flusso di lavoro grazie a un touch screen completamente integrato e al software di semplice utilizzo. Gli scanner per i codici a barre integrati leggono le informazioni sulla cassetta e importano i dati sulla banda del vetrino, stampandoli direttamente sul vetrino SlideMate.



SlideMate AS Basic Printer	A83900001
SlideMate AS Basic Printing System	A83900002
SlideMate AS On-Demand Printer	A83900004
SlideMate AS On-Demand Printing System	A83900005

\*I vetrini SlideMate sono stati convalidati per l'uso con SlideMate AS. Convalida da parte del cliente necessaria per l'uso con altri sistemi di stampa a trasferimento termico.

\*\*Nota: È probabile che la temperatura delle stampanti per vetrini SlideMate AS debba essere ridotta se utilizzata in combinazione con i vetrini SlideMate rispetto al calore impostato per la stampante SlideMate AS per vetrini Superfrost. Occorre ottimizzare le stampanti Slidemate AS individualmente.

New Erie Scientific LLC  
(Asia Pacifica, America Latina)  
20 Post Road  
Portsmouth, NH 03801  
STATI UNITI  
Tel: +1 (800) 258-0834 | +1 603 431 8410

Epredia (Europa)  
Essendonk 30 | 4824 DA Breda  
PAESI BASSI  
Germania: sales.de@epredia.com  
Benelux: sales.bnl@epredia.com  
Regno Unito: sales.uk@epredia.com

Per ulteriori informazioni  
visita [epredia.com](http://epredia.com)

© 2020 Epredia Group. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Epredia e delle sue consociate, se non diversamente specificato. I presenti prodotti non sono disponibili in tutte le regioni. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio rivenditore Epredia locale. **M20135\_IT 102020**

**epredia** Enhancing precision  
cancer diagnostics

POWERED BY SHANDON MICRON MENZEL-GLÄSER