



鮮明な印刷で 正確な結果が得られます


Epredia 製 SlideMate スライドと SlideMate Plus コーティングスライド

SlideMate AS スライドプリンター用に設計された、Epredia 製 SlideMate™ スライドで、鮮明で正確な結果が得られます*。SlideMate スライドを SlideMate AS スライドプリンターとペアで使うと、手書きのラベルで頻発する識別問題を削減できます。



SlideMate 顕微鏡スライド

- ・滑らかな3/4インチ（約1.9cm）の白色のフロストは、SlideMateAS で検証済です。
- ・一般的なラボラトリー用薬品と試薬のほぼすべてに対し不浸透性のフロストです
- ・コーティングスライドとノンコーティングスライド型があります。SlideMate Plus コーティングスライドは、通常の臨床的用途に適したコーティングが特長です。
- ・当社の顕微鏡スライドは、スイスの製造拠点で製造された高品質標準による超白色ガラス製です。当社の製造プロセスによって達成された透明度は、正確な診断に役立つ高いレベルの透明度を保証します。
- ・洗浄済みの平らな薄型スライドで、丁寧に研磨したエッジを備えています：各包装は防湿防水用のラップで包んでいます。
- ・すべての SlideMate スライドは、スイス製ガラスを使用して米国にて製造しています。



スライドは、SlideMate AS ホッパーに装填しやすいように特殊なラップで包装されており、処理中の汚染を防ぎます。

SlideMate スライド

- ・ 白色フロスト、25 × 75 × 1 mm、研磨エッジ、90° 角部
- ・ 72 スライド／包、20 包／ケース

TT-40418217-W

SlideMate Plus コーティングスライド

- ・ 白色フロスト、25 × 75 × 1 mm、研磨エッジ、90° 角部
- ・ 72 スライド／包、20 包／ケース

TT-40418218-PS-W

SlideMate AS スライドプリンター

SlideMate AS スライドプリンターは、シンプルなソフトウェアを備え、完全一体型タッチスクリーンで、ワークフローを簡素化するように設計されています。内蔵バーコードスキャナーで、カセット情報を読み取り、データをスライドラベルにインポートし、SlideMate スライドに直接印刷します。



SlideMate AS Basic Printer	A83900001
SlideMate AS Basic Printing System	A83900002
SlideMate AS On-Demand Printer	A83900004
SlideMate AS On-Demand Printing System	A83900005

*SlideMate スライドは SlideMate AS との併用についてバリデーション済み。他の熱転写印刷システムとの併用についてはお客様によるバリデーションが必要です。

**注: SlideMate スライドと併用する場合、SlideMate AS プリンターの熱設定は、Superfrost スライドと併用する SlideMate AS プリンターの熱設定より低くした方がいい場合があります。各 SlideMate AS プリンターを個別に最適化する必要があります。

PHC株式会社
エプレディア病理事業推進部
〒105-8443東京都港区西新橋2-38-5
TEL. 0120-878-279
wg-inq_epredia@ml.phchd.com

詳細については、[epredia.com](https://www.epredia.com)
をご覧ください

© 2020 Epredia Group. 無断複写・転載を禁じます。特に記載されていない限り、商標はすべて Epredia およびその子会社の財産です。本製品を使用できない地域があります。詳細については、最寄りの Epredia 販売担当者にお問い合わせください。M20135_JP 102020

epredia Enhancing precision
cancer diagnostics

POWERED BY SHANDON MICROFILM MENZEL-GLASSER