

Gemini AS スライド染色装置



仕様

寸法(D x W x H):
31 x 28.5 x 35 インチ
(79 x 72 x 88.8 cm)

重量: 192ポンド・87kg

電源要件:
100~240 VAC で300VA、50/60 Hz

内容品:

ヒーターなし染色装置; 付属の 35 染色ポット (320 mL の充填量) が装着されています。

ヒーター付き染色装置; 付属の30染色ポット(320mlの充填量)と5つのヒーターポットが装着されています。

どちらのモデルにも木炭フィルター、染色バスケット/キャリア 1パッケージ中5個x2)、3ウェルのウォーターステーション (2つは取付け済み)、シングルポットカバー (1パッケージ中6個)、マルチポットカバー (1パッケージ中4個)、2.5m 水注入ホース、スベア染色ポット (1パッケージ中3個)、オペレーターガイド、オペレーターガイドCD、クイックレファレンスカードとサービス記録帳

用途の広さ

- 26の試薬ステーションー複数のプロトコルを実施するのに十分です。全面的に編集可能なユーザー定義のプロトコルにより、ユーザーは一度に複数のアクションを実行できるので、時間を節約できます。
- 緊急開始により、既に進行中のバスケットを危険にさらさずに「緊急」バスケットを優先して染色することが可能です。
- オープンシステムでは、エプレディアの染色剤と試薬を使用します。
- エプレディアの各種封入装置およびスライドバスケット移送システムに対応し、研究室ですぐず時間を短縮できます。
- 5つのオプションのオンボードヒーターは大量のスライド乾燥に対応します

自動最適化

- 使いやすいソフトウェアでプログラムをスケジュールし、試薬を割り当て試薬レイアウトを最適化し、各プロトコルの最も効率的なルートを計算しスループットを最大化し試薬の持ち越しを最小限にします。
- ステップスタート機能により、任意のステップからプロトコルを開始することができます。
- 試薬の使用状況とバッチのスループットを監視するよう、品質管理システムを設定できます。
- PIN保護システムは、オペレーターがカスタマイズしたプロトコルや設定を保護します。

省スペース設計

- ユニークで小さな設置面積により、Gemini AS染色装置はあらゆるラボスペースに適合します。
- 試薬ステーションはターンテーブルが低い位置にあり、手が届きやすくなっています。

製品説明	注文番号
Gemini ASヒーターあり	A81500001
Gemini ASヒーターなし	A81500002

付属品	注文番号
フィルター (試薬ガス用)	9990610
静的水洗浄ステーション	A78010226
換気アダプタキット	A78010467
水洗浄ポット、3ウェル	A78010201
水洗浄入口ホース	AP14160
1 GB USB スティック	AP17385
試薬ポット (1/パッケージ中3個)	A78010487
試薬ポットカバー, マルチポット (1/パッケージ中4個)	A78010488
試薬ポットカバー, シングルポット (1/パッケージ中6個)	A78010489
バスケット/キャリア (1/パッケージ中5個) (各20枚のスライドを保持)	A78010466
Geminiバスケット (ClearVue対応)、ブラックスライダー (1/パッケージ中5個)	A79210064
Geminiバスケット (ClearVue対応)、ホワイトスライダー (1/パッケージ中5個)	A79210065
サクラ用キャリア™ ラック (1/パッケージ中5個)	A78010404
手動封入用ポットインサート (1/パッケージ中3個)	A78010505
大型スライド用バスケットアダプター 最大3x2.3インチ (45 x 58 ミリ) (1/パッケージ中5個)	



エプレディアは、染色と封入処理を組み合わせたソリューションを提案していますが、ご存知ですか？

スライドバスケット転送システムをご確認ください。これは、ClearVue封入装置とGemini AS スライド染色装置に対応しています。

必要なもの：



染色
組立部品



染色
付属品



染色
瓶



染色試薬