



ClearVue 封片机

只需将一篮玻片放到装载导轨并关上门，ClearVue™ 封片机将完成所有剩下的工作。ClearVue 封片机可快速、准确地完成最繁忙实验室的封片工作量，它接受预装载的盖玻片取片器，始终如一每次都送出干净的单个盖玻片。

兼容性

- 与各种染色机保持兼容，可适应几乎任何实验室环境
- 直接接受来自以下产品的玻片篮：
 - Gemini 玻片染色机、Varistain™ 24-4 和玻片篮传送系统
 - Sakura DRS™ 2000
 - Leica™ Auto-Stainer™
- 这些染色机中的玻片篮都可以用混合或匹配模式装载到 ClearVue 封片机，不需要进行任何调整

样本识别

- 可同时处理组织学和细胞学样本，无需用户干预，同时可为每种样本类型输送用户定义的封片剂数量

按需装载

- 按需装载功能最多可以同时管理十一个玻片篮
- 一次装载一个玻片篮，或最多同时装载 5 个玻片篮

光学识别

- 配备独特功能，可以在封片过程中对玻片进行光学识别和定位
- 识别每张玻片在篮子中的位置，用一组玻片夹取出每张玻片，并在放回时仍能保持玻片位置

用户界面

- 配有触摸屏面板的用户界面非常直观
- 软件可检测玻片制备类型、分配的玻片的大小和数量，以及要封片的玻片篮数量

物理规格

尺寸 (D x W x H):
22.6 x 25.4 x 19.7 in.
(57.4 x 64.5 x 50 cm)

重量:
106 lbs / 48 kg

电源要求:
100-240 V; 50/60 Hz

包括

操作员指南 (英语)、操作员指南光盘 (多语)、一箱两个 ClearVue 封片机取片器; 24 x 40 mm, 编号 1.5 (1000 张玻片)、一组三个带黑色滑垫的 ClearVue 玻片篮 (兼容 Gemini)、一组两个封片剂清除托盘、通风过滤器、一组两个软毛刷、一组三个吸杯。

安全功能

- 当任何一个门打开时, 系统将无法运行, 从而有效保护操作员
- 下吸式通风装置在装卸玻片篮时可以保护操作员
- 活性炭过滤器可吸收任何蒸气, 避免其逸出设备
- 可拆卸的碎屑和清除托盘使清洁工作快捷轻松
- 备用电池确保在断电过程中仍能完成处理中的所有玻片篮
- 无需处理和堆叠大量盖玻片

描述	订单号
ClearVue 封片机	A79200002

配件	订单号
用于装载玻片篮的浅托盘	A79210092
可存放 5 个玻片篮的干燥架	A79210056
单个活性炭过滤器	9990610
抽排通风套件	A79210080
软毛刷	P12257
吸杯 (3 个/包)	A79210081
活性炭过滤器 (6 个/包)	7411258

您知道 EpreDia 提供染色和封片组合解决方案吗?

敬请了解[玻片篮转移系统](#), 该产品与 ClearVue 封片机和 Gemini AS 玻片染色机兼容

您将需要:



封片机配件



盖玻片



镜油



封片剂



镊子