



## Cubreobjetos ClearVue

Simplemente coloque una cesta de portaobjetos en el riel de carga y cierre la puerta; el cubreobjetos ClearVue™ se encarga del resto. Al ofrecer velocidad y precisión para completar la carga de trabajo del cubreobjetos para los laboratorios con muchas tareas, el cubreobjetos ClearVue acepta tolvas de cubreobjetos precargadas para entregar cubreobjetos limpios y únicos de manera constante en todo momento.

### Compatibilidad

- Ofrece compatibilidad con diversos colorantes para adaptarse a casi cualquier entorno de laboratorio.
- Acepta cestas de portaobjetos directamente de estos sistemas:
  - Aparato de coloración de portaobjetos Gemini, Varistain™ 24-4, y Slide Basket Transfer System
  - Sakura DRS™ 2000
  - Leica™ Auto-Stainer™
- Las cestas de portaobjetos de cualquiera de estos aparatos de coloración se pueden cargar en el cubreobjetos ClearVue de forma combinada sin hacer ajustes.

### Reconocimiento de muestras

- Maneja muestras de histología y citología simultáneamente sin la interacción del usuario, mientras que entrega una cantidad de solución montante definida por el usuario para cada tipo de muestra.

### Carga a pedido

- Las capacidades de carga a pedido pueden gestionar hasta once cestas de portaobjetos a la vez.
- Cargue cestas de a una o hasta cinco cestas juntas.

### Reconocimiento óptico

- Presenta una capacidad única que le permite reconocer y posicionar ópticamente los portaobjetos durante el proceso de cubreobjetos.
- Reconoce la posición de cada portaobjetos en la cesta, retira cada portaobjetos con un conjunto de pinzas de portaobjetos y devuelve cada portaobjetos mientras mantiene el posicionamiento del portaobjetos.

### Interfaz de usuario

- La interfaz de usuario intuitiva presenta un panel de pantalla táctil.
- El software supervisa el tipo de preparación de portaobjetos, el tamaño y la cantidad de portaobjetos dispensados, y la cantidad de cestas que esperan cubrirse.

### Especificaciones físicas

Dimensiones (prof. x an. x al.):

22,6 x 25,4 x 19,7 in  
(57,4 x 64,5 x 50 cm)

Peso:

106 libras/48 kg

Requerimientos de alimentación:

100-240 V, 50/60 Hz

### Incluye

Guía del operador (inglés), CD de la guía del operador (multilingüe), caja de dos tolvas de cubreobjetos ClearVue; 24 x 40 mm, n.º 1,5 (1000 bandas), conjunto de tres cestas de portaobjetos ClearVue (compatibles con Gemini) con deslizantes negros, conjunto de dos bandejas de purga de solución montante, filtro de ventilación, conjunto de dos cepillos de cerdas suaves, conjunto de tres ventosas.

## Características de seguridad

- El sistema no funcionará cuando alguna puerta esté abierta para proteger al usuario.
- La ventilación de tiro descendente protege al usuario al cargar y descargar cestas de portaobjetos.
- El filtro de carbón elimina los humos antes de que puedan escapar de la unidad.
- Las bandejas de purga y desechos extraíbles facilitan y agilizan la limpieza.
- La batería de respaldo asegura la finalización de toda cesta en proceso durante un corte de energía.
- No es necesario manipular ni apilar grandes cantidades de cubreobjetos.

Descripción	Número de pedido
Cubreobjetos ClearVue	A79200001

Accesorios	Número de pedido
Bandeja poco profunda para cargar cestas	A79210092
Soporte de secado para cinco cestas	A79210056
Filtro de carbón individual	9990610
Kit de ventilación por extracción	A79210080
Cepillo de cerdas suaves	P12257
Ventosas (3/paquete)	A79210081
Filtro de carbón (6/paquete)	7411258

¿Sabía que EpreDia ofrece una solución combinada de coloración y cubreobjetos?

Vea la función [Slide Basket Transfer System](#), compatible con el cubreobjetos ClearVue y el aparato de coloración de portaobjetos Gemini AS

## Necesitará:

