

## ClearVue封入装置



スライドバスケットをロードレールの上に置き、ドアを閉じるだけです。後はClearVue™封入装置が行います。ClearVue封入装置は、最も忙しいラボの封入作業を完了させるための速さと精度を提供し、搭載されたカバースリップホッパーを受け入れ、常に清潔で単一の封入処理を一貫して毎回提供します。

### 互換性

- 各種染色剤との互換性を提供しており、ほぼ全てのラボでの設定に対応できます
- 以下から直接スライドバスケットを受け入れます：
  - Geminiスライド染色装置、Varistain™24-4、およびスライドバスケット移送システム
  - Sakura DRS™ 2000
  - Leica™ Auto-Stainer™
- これらの染色装置のスライドバスケットは、うまく組み合わせて調整なしでClearVueに装填できます

### 検体認識

- 組織処理学と細胞学の両方のサンプルをユーザーとの相互作用なしで同時処理しながら、サンプルの種類ごとにユーザーが定義できる量の封入剤を提供します

### ロードオンデマンド

- ロードオンデマンド機能は、同時に最大11個のスライドバスケットを管理できます
- バスケットを一度に1つずつ、または最大5つのバスケットを同時に処理できます

### 光学認識

- 封入処理中に光学的にスライドを認識して配置をする独自の機能を備えています
- バスケット内の各スライドの位置を確認し、一連のスライドグリッパーで各スライドを取り外し、スライドの位置を維持しながらすべてのスライドを返します。

### ユーザーインターフェイス

- 直観的なユーザーインターフェイスはタッチスクリーンパネルを備えています
- ソフトウェアはスライド標本のタイプ、ディス Pens されるスリップのサイズと数、および封入待機するバスケットの数を監視します

### 仕様

寸法(D x W x H):  
22.6 x 25.4 x 19.7 インチ  
(57.4 x 64.5 x 50 cm)

重量:  
106 ポンド/48キロ

電源要件:  
100-240 V、50/60 Hz

### 構成

オペレーターガイド (英語)、  
オペレーターガイドCD (多言語)、  
ClearVueカバースリップホッパー  
2 個; 24x40 mm、no.1.5  
(1000枚)、ClearVueスライド  
バスケットセット3個 (Gemini対応)  
黒のスライダー付き、封入剤浄化  
トレイ2個、換気フィルター、  
吸引カップ3個

## 安全機能

- ドアが開いているときはシステムが作動しないためユーザーを保護します
- 下向き通風により、スライドバスケットの装填および取り外し時のユーザーを保護します
- 木炭フィルターは、蒸気がユニットから排出する前に除去します
- 取り外し可能な破片と浄化トレイにより、素早く簡単に清潔にできます
- バッテリーのバックアップにより、送電停止の間、処理中のバスケットを確実に完了させることができます
- 大量のカバーガラスを処理して積み重ねる必要はありません

製品説明	注文番号
ClearVue封入装置	A79200001

付属品	注文番号
バスケット装填浅いトレイ	A79210092
5つのバスケットを保持できる乾燥スタンド	A79210056
木炭フィルター1個	9990610
抽出換気キット	A79210080
ソフトヘアブラシ	P12257
吸盤 (1パッケージ中3個)	A79210081
木炭フィルター (1パック中6個)	7411258

エプレディアは、染色と封入処理を組み合わせたソリューションを提案していますが、ご存知ですか？

スライドバスケット転送システムを[ご確認ください](#)。ClearVue封入装置およびGemini AS スライド染色装置と互換性があります。

## 必要なもの：

