



スライドバスケット移送システム

スライドバスケット移送システム (SBTS) により、スライドバスケットを手動で Gemini AS スライド染色装置から ClearVue カバースリッパーに移す必要がなくなります。

- Gemini AS スライド染色装置から ClearVue 封入装置へ自動転送して、あなたのチームの手間を省きましょう
- スライドを Gemini AS スライド染色装置に配置するだけで、あなたは他の作業に集中できます
- ClearVue coverslipper でスライドの封入処理が終了すると、システムが警告します
- 僅かの設置面積で、Gemini AS スライド染色装置、SBTS、および ClearVue cover slipper を組み合わせたシステムは、ほぼすべての実験室ワークフローにシームレスに適合します。
- 2018年2月以降に製造された Gemini AS および ClearVue システムに限り対応しています

製品説明	注文番号
スライドバスケット移送システム	A84500001

付属品	注文番号
SBTS バスケット (5) 黒	A84510032
SBTS バスケット (5) 白	A84510041
オペレーターガイド	A84510100
ドキュメンテーションCD	A84510100-CD
キシレン・トレー	A84530101
手動アンロードツール	A84530110
洗浄瓶	AP18730

仕様

寸法 (D x W x H):
53 x 35 x 43 cm

重量:
44 ポンド、20キロ

電源要件:
100-240 Vac、50/60 Hz、600 V