

Richard-Allan Scientific Signature染料

Richard-Allan Scientific Hematoxylin 7211

Richard-Allan Scientific シグネチャーシリーズヘマトキシリン7211は、Gillまたはハリスヘマトキシリンを上回る結果をもたらす、独自に考案された製品です。

- 酸性ムコ多糖（ムチン染色）に対して親和性はありません
- クリアで明瞭な核クロマチン描写のある鮮明なスライドになります

Richard-Allan Scientific Hematoxylin 7212

Richard-Allan Scientific シグネチャーシリーズ7212は、新生代の染料とレーキの複合体で構成される独自製法で提供しています。

- 迅速で革新的な染色料は、使用前のろ過の必要がありません
- 酸化第二水銀を含みません
- ムチン染色にはほとんど親和性はありません
- クリアで鮮明な核染色が得られます

Richard-Allan Scientific Hematoxylin 1

Richard-Allan Scientific シグネチャーシリーズヘマトキシリン1は、タイミングによっては Gill™ 1, 2, 3同様の染色強度を生み出します

- 区別する必要はありませんが、クラリファイア1を使用して、ウォーターバス接着剤の使用によって引き起こされる背景への汚れを除去する必要があります
- 迅速な染色料で、使用前のろ過の必要がありません
- 静置しても、寒い気候にさらされても結晶を形成しません

Richard-Allan Scientific Hematoxylin 2

Richard-Allan Scientific シグネチャーシリーズヘマトキシリン2は、タイミングによっては Gill™ 1, 2, 3同様の染色強度を生み出します

- 多くの類似品とは異なり、ヘマトキシリン2は酸化第二水銀を含まず、金属光沢を形成しません
- 区別する必要はありませんが、クラリファイア2を使用して、ウォーターバス接着剤の使用によって引き起こされる背景への汚れを除去する必要があります
- 凍結セクションに推奨します
- 使用前のろ過の必要がありません
- 静置しても、寒い気候にさらされても結晶を形成しません

Richard-Allan Scientific Eosin-Y

Richard-Allan Scientific シグネチャーシリーズエオジン-Yは優れた鮮明度を提供する即効性アルコール性対比染色剤です

- 核と細胞質間の色彩コントラストは無類のものです
- 赤とピンクの様々な色合いが、筋肉、赤血球、結合組織を区別します
- 厳格な品質保証により、製品の一貫性と製品寿命を保証します
- 定量テストにより、希釈や時間の調整が不要です

Richard-Allan Scientific 青み剤

Richard-Allan Scientific Signature Series 青み剤はあらかじめ混合されており、すぐに使用可能です。

- 適切なアルカリ性を確保するための緩衝化 (pH = 8.0)
- 最大5分のすすぎを必要とする従来の青み剤に対して、水で1分のすすぎのみで大丈夫です
- 鮮明な核の詳細を保証します

Richard Allan Scientific 浄化剤1, 2

Richard-Allan Scientific Signature Series 浄化剤 1および2は 接着剤の過剰使用によって引き起こされる背景の汚れを除去し、細胞の透明性を高めるように設計された独自の酢酸製剤です

- 浄化剤1と2の両製品ともに核染色に影響を与えることなく、過剰な接着剤からヘマトキシリン染色を選択的に除去します
- 浄化剤1または2を使用すると、核と細胞質のコントラストが向上します

製品説明	数量	注文番号	製品説明	数量	注文番号
Richard-Allan Scientific Hematoxylin 7211			Richard-Allan Scientific 青み剤		
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	7211	1ガロン (3.8 L)	各	7301
1.32ガロン (5 L)	各	7211L	1ガロン (3.8 L)	1ケースあたり4本	7341
Richard-Allan Scientific Hematoxylin 7212			1.32ガロン (5 L)	各	7301L
1 パイント (0.4 L)	1ケースあたり4本	7212	Richard Allan Scientific 浄化剤1, 2		
1.32ガロン (5 L)	各	7212L	浄化剤1		
Richard-Allan Scientific Hematoxylin 1			1ガロン (3.8 L)	各	7401
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	7221	1ガロン (3.8 L)	1ケースあたり4本	7441
1.32ガロン (5 L)	各	7221L	浄化剤2		
Richard-Allan Scientific Hematoxylin 2			1ガロン (3.8 L)	各	7402
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	7231	1ガロン (3.8 L)	1ケースあたり4本	7442
Richard-Allan Scientific Eosin-Y			1.32ガロン (5 L)	各	7402L
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	7111			
1.32ガロン (5 L)	各	7111L			



Richard-Allan Scientific標準染色剤

Richard-Allan Scientific Gill 1, 2, 3 ヘマトキシリン

Richard-Allan Scientific™ Gill™ ヘマトキシリンは進行性の核染色剤です。ユーザーが染色強度を完全に制御できるように、3つの強度が利用可能です。

- Gill 1は細胞学での使用を推奨します
- Gill 2は組織学用途および細胞学用途です
- Gill 3は組織学で使用されます
- すべての染色剤が混合済みで、すぐに使用することができます

Richard-Allan Scientific改変ハリスヘマトキシリン

Richard-Allan Scientific改変ハリスヘマトキシリンは退行性の核染色剤です

- この製剤は水銀を含まず、従来のハリスヘマトキシリンよりも安定しています
- 組織学と細胞学の両方で使用可能です
- 使用前にろ過する必要があります

Richard-Allan Scientific改変マイヤーヘマトキシリン

Richard-Allan Scientific 改変マイヤーヘマトキシリンは進行性の各染色剤ですこの製品でセクションを過度に染色させることは難しいですが、きわめて鮮明な核染色が実現できます

- イムノペルオキシダーゼの対比染色および特別な染色処置として最適です
- 酸による洗浄が不要で、ムチンを染色しません
- さほど強度な結果が必要ない場合の使用を推奨します

Richard-Allan Scientific区別化溶液

Richard-Allan Scientific区別化溶液は、変性アルコール中塩酸の標準的製剤です。

- 再現性のあるバッチ結果により、退行性処置における一貫した染色が可能です
- 本溶液はヘマトキシリンとエオジンとの明確な区別とコントラストを提供します

Richard-Allan ScientificエオジンYアルコール、フロキシシン加エオジン、飽和エオジンY

Richard-Allan ScientificエオジンYアルコール、フロキシシン加エオジンY、および飽和エオジンYは幅広い顧客のニーズを満たすために開発されました。

- 原材料と完成品との厳格な品質管理により、常に最高の製品品質が保証されています
- エオジンYアルコールは、筋肉、赤血球、および結合組織の区別を強化する3つの異なったカラーバリエーションを生成します
- フロキシシン加エオジンYは、エオジンYアルコールと比べ、より明るい赤みがかかった色あいと細胞質の色の劇的な区別をもたらします
- 飽和エオジンYは非常に強力で、迅速な対比染色でエオジンYの実用的溶液を作成するために使用できます

粉末染色剤

Biological Stain Commission認定

製品説明	数量	注文番号
Richard-Allan Scientific Gill 1, 2, 3 ヘマトキシリン		
Gill 1ヘマトキシリン		
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	72404
1ガロン (3.8 L)	各	72411
Gill 2ヘマトキシリン		
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	72504
1ガロン (3.8 L)	各	72511
Gill 3ヘマトキシリン		
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	72604
1ガロン (3.8 L)	各	72611
Richard-Allan Scientific改変ハリスヘマトキシリン		
1ガロン (3.8 L)	各	72704
1ガロン (3.8 L)	1ケースあたり4本	72711
Richard-Allan Scientific改変マイヤーヘマトキシリン		
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	72804
Richard-Allan Scientific区別化溶液		
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	74204
1ガロン (3.8 L)	各	74211
Richard-Allan ScientificエオジンYアルコール		
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	71204
1ガロン (3.8 L)	各	71211
2.5 ガロン (9.46 L)	各	71225
キュービテナー		

製品説明	数量	注文番号
Richard-Allan Scientificフロキシシン加エオジンY		
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	71304
1ガロン (3.8 L)	各	71311
Richard-Allan Scientific 飽和エオジン-Y		
1 パイント (0.47 L)	1ケースあたり4本	71304
Richard-Allan Scientific乾燥粉末染色剤		
エオジン-Y 100 g	各	90017
ヘマトキシリン25g	各	90022

